



ReSound
modeX

Diversity ontvanger

De modeX diversity ontvanger mixt de spraaksignalen en zorgt voor een ruisvrije signaalverwerking. De ontvanger wordt tijdens het gebruik aangesloten op het lichtnet.

FM microfoons

Eén FM microfoon is bestemd voor de leerkracht. De andere microfoon wordt gebruikt door de klasgenoten.



De FM microfoons werken op een accu en gaan een schooldag mee. De accu dient dagelijks opgeladen te worden.

Maatwerk

Maatwerk is onze specialiteit. De basisuitvoering kan naar behoefte worden uitgebreid met extra microfoons en ontvangers. Voor elke specifieke situatie kan in overleg naar een passende oplossing worden gezocht.

**Vraag om een vrijblijvende demonstratie.
Een proefplaatsing is mogelijk.**

Passend onderwijs

Van overheidswege wordt gestimuleerd om leerlingen met een beperking zoveel mogelijk te plaatsen binnen het reguliere onderwijs. ModeX biedt leerlingen met een hoorprobleem de mogelijkheid om dicht bij huis regulier onderwijs te volgen.

ReSound

rediscover hearing

Geavanceerde techniek

GN Hearing Benelux B.V. is een van de grootste fabrikanten van hoortoestellen en aanvullende hoorhulpmiddelen. GN Hearing Benelux B.V. wordt in brede kring erkend als innovatieve leider.

www.gnresound-ald.com

Contactgegevens Nederland	Contactgegevens België
GN Hearing Benelux B.V.	Tel: 02 5135591
Postbus 85	Fax: 02 5020409
6930 AB Westervoort	E-mail: info@gnresound.be

Het Hazeland 5-7
6931 KA Westervoort

Tel: 026 - 3195000
Fax: 026 - 3195001
E-mail: info@gnresound.nl
www.gnresound-ald.com

ReSound
modeX

Wat fijn om te leren!



Luisterondersteuning voor
leerlingen met een hoorprobleem

Slim leren met modeX

ModeX is een handig, draagbaar en draadloos systeem voor leerlingen met een hoorprobleem.

ModeX brengt de stemmen van de leerkracht en de klasgenoten rechtsreeks naar het oor van de leerling.

ModeX is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en zorgt ervoor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en sociale contacten.



Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, omdat taken en opdrachten beter en sneller begrepen worden.

Met modeX in de klas kunnen kinderen met een hoorprobleem ontspannen luisteren en actief deelnemen aan lessen en discussies.

Hoe werkt modeX?

Spraak wordt door de FM microfoons naar de modeX ontvanger gestuurd. Daarna worden de spraaksignalen, via de zender van de soloset, naar de ontvanger van de leerling gezonden. De spraak wordt hoorbaar gemaakt via een hoortoestel of een hoofdtelefoon.

Basisuitvoering

De modeX basisuitvoering bestaat uit:

- 1 Handzame koffer op maat
- 2 Draadloze FM microfoons
- 2 Tafelstatieven voor FM microfoons
- 1 ModeX diversity ontvanger
- 2 Reversmicrofoons met kledingclip
- 2 Losse antennes
- 1 Dubbele oplader
- 1 Soloset
- 2 Netadapters

Deze uitvoering is in het algemeen voldoende voor het gebruik in een klaslokaal.



Bedieningsgemak

ModeX is gebruikersvriendelijk, zowel voor de leerkracht als voor de leerling. De apparatuur is gemakkelijk mee te nemen. Alle accessoires passen in het bijgeleverde compacte koffertje.

Voor wie?

ModeX is geschikt voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een auditief verwerkingsprobleem.



Direct de leerkracht en alle klasgenoten horen

Toekomstperspectief

Met ModeX krijgt ook de leerling met een hoorprobleem de kans zich optimaal te ontplooiën en te laten zien wat zijn capaciteiten zijn. Dit is van groot belang voor de toekomst van de leerling. Schoolresultaten bepalen voor een belangrijk deel de keuze van vervolgonderwijs.